

CÓMO USAR UN TEST DE ANTÍGENOS PARA AUTODIAGNÓSTICO DE COVID-19

¿Cuándo hacer la prueba?*

- En los 7 primeros días desde la infección
- En los 5 primeros días con síntomas



Uso correcto del test

- Hacerlo inmediatamente tras tomar la muestra
- Seguir las instrucciones de uso
- La línea de control (C) siempre debe ser visible



Si el resultado es...

POSITIVO

Dos líneas de color:
línea de test (T) y
línea de control (C)



¿Qué hacer?

- Autoaislarse
- Pide una cita clicando [AQUÍ](#)
- Llama al: 900300555
- O consulta a tu Centro de Salud



NEGATIVO

Una línea de color:
línea de control (C)

¿Qué hacer?

- NO relajar las medidas de protección
- Con síntomas de COVID-19 o contacto estrecho con un positivo:
 - Autoaislarse
 - Pide una cita clicando [AQUÍ](#)
 - Llama al: 900300555
 - O consulta a tu Centro de Salud

*De acuerdo a las instrucciones de uso del fabricante

Más información: aemps.gob.es • Notificación incidentes graves: notificaps.aemps.es



Más información en: <https://coronavirus.san.gva.es/es/inicio>